



Fiche technique REF 66.07.03

11.12.2025


| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| Référence | 66.07.03 | Beckmann Spéculum nasal 15cm Fig 3 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35350 | GTIN | 04046826110024 |
| Classe de risque | 1 (EU MDR) | Code UMDNS | 13-664 |
| Classification | 5 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N004;05;XR |
| Poids (kg) | 0,062 | Mode d'emploi | GATDN00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |



Medicon médias 450.00.37 (catalogue ORL)

Image principale

Image détaillée



Dimensions 15cm Revêtement

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) |
| Vis | 1.4305 (X8CrNiS18-9) |