







Fiche technique REF 66.08.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.08.03	Killian Spéculum nasal 13.5cm 35mm Fig 1	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35350	GTIN	04046826110031
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-664
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,072	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	13.5cm 35mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		