







## Fiche technique REF 66.08.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.08.05	Killian Spéculum nasal 13.5cm 50mm Fig 2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35350	GTIN	04046826110048
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-664
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,081	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	13.5cm 50mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		