







## Fiche technique REF 66.08.55

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.08.55	Killian Spéculum nasal démontable 13.5cm 55mm Fig 2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35350	GTIN	04046826110123
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-664
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,085	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	13.5cm 55mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		