







Fiche technique REF 66.08.57

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.08.57	Killian Spéculum nasal démontable 13.5cm 75mm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35350	GTIN	04046826110130
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-664
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,087	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	13.5cm 75mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		