






Fiche technique REF 66.15.40

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.15.40	Fil de fer préformée Ø 0.30mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	15676	GTIN	04046826110338
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-631
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Poids (kg)	0,009	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 0.30mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		