








Fiche technique REF 66.25.57

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.25.57	Pince de préhension du sinus maxillaire plié vers le bas 13cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826110758
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-800
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,150	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK08-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	13cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		