






Fiche technique REF 66.27.59

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.27.59	Takahashi pince nasal avec aspiration 10cm 45° 3.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826110871
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-800
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Poids (kg)	0,150	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	10cm 45° 3.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		