



Fiche technique REF 66.29.13

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|---|-------------------------|
| Référence | 66.29.13 | Pincettes pliées vers le haut ouverture horizontale Tige de Luer Lock 13cm 55° 3mm Ø 2.7mm LL | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 62467 | GTIN | 04046826111403 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-800 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Poids (kg) | 0,050 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK08-1 |



| | |
|----------------|---|
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) |
|----------------|---|

Image principale

Image détaillée



| | | | |
|------------|----------------------|------------|--|
| Dimensions | 13cm 55° 3mm Ø 2.7mm | Revêtement | |
|------------|----------------------|------------|--|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) |
| Vis | 1.4305 (X8CrNiS18-9) |
| Poignée | 1.4021 (X20Cr13) |
| Autres | 1.4301 (X5CrNi18-10) |