



## Fiche technique REF 66.29.37

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.29.37	Pincers-cuillères plié vers le haut ouverture horizontale Tige de Luer Lock13cm 90° 2mm Ø 2.7mm LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826111489
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-800
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,150	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK08-1



Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie )
----------------	---

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	13cm 90° 2mm Ø 2.7mm	Revêtement	
------------	----------------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	1.4021 (X20Cr13)
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)