



## Fiche technique REF 66.33.21

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.33.21	rongeur - emporte-pièce Coudé vers le haut coupe circulaire 16cm Ø 3.5mm60°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112240
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-230
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,150	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK08-1



Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie )
----------------	---

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	16cm Ø 3.5mm60°	Revêtement	
------------	-----------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	1.4021 (X20Cr13)
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)