








Fiche technique REF 66.38.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.38.10	Hajek Kofler rongeur - emporte-pièce rotatif 16cm 3x5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112288
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-230
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,093	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeus d' instr de chirurgie ORL) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions	16cm 3x5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		