



## Fiche technique REF 66.38.40

11.12.2025

| Données générales |                |   |                         |
|-------------------|----------------|---|-------------------------|
| Référence         | 66.38.40       | McKenty pince rongeur à os coupe transversale rotatif Longueur utile 2mm 12cm |                         |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane   | 90189084                |
| GMDN              | 35541          | GTIN  | 04046826112387          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)    | Code UMDNS  | 13-230                  |
| Classification    | 6 (EU MDR)     | Base UDI-DI   | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Poids (kg)        | 0,090          | Mode d'emploi   | GATDR00X                |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement  |                         |



|                |   |
|----------------|---|
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL )<br>450.00.46 (catalogue sinuscopie ) |
|----------------|---|

## Image principale

## Image détaillée



|            |          |            |  |
|------------|----------|------------|--|
| Dimensions | 2mm 12cm | Revêtement |  |
|------------|----------|------------|--|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13)                 |
| Vis               | 1.4305 (X8CrNiS18-9)             |
| Poignée           | 1.4021 (X20Cr13)                 |
| Autres            | 1.4310 (X10CrNi18-8)             |