



Fiche technique REF 66.38.41

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.38.41	McKenty pince rongeur à os coupe transversale rotatif Longueur utile 2mm 17cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112394
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-230
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,095	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)
----------------	---

Image principale

Image détaillée



Dimensions	2mm 17cm	Revêtement	
------------	----------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	1.4021 (X20Cr13)
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)