






## Fiche technique REF 66.54.40

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.54.40	Howarth élévateur à septum d/e21.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826112783
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-506
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Poids (kg)	0,032	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	21.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		