








Fiche technique REF 66.54.80

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.54.80	Double sonde boutoné 19cm Ø 1.2mm/2mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33433	GTIN	04046826112837
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-237
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Poids (kg)	0,030	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	19cm Ø 1.2mm/2mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		