








## Fiche technique REF 66.54.90

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.54.90	Kistner Double sonde 17cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33433	GTIN	04046826112844
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-237
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	17cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		