








Fiche technique REF 66.55.56

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Référence | 66.55.56 | Ballenger gouge à septum 16cm 6mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 10828 | GTIN | 04046826112905 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 10-828 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Poids (kg) | 0,045 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK12-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|    | | | |
| Dimensions | 16cm 6mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |