








Fiche technique REF 66.55.85

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.55.85	Killian gouge à septum baïonnette 17.5cm 6mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10828	GTIN	04046826112912
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-828
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Poids (kg)	0,043	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	17.5cm 6mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		