








## Fiche technique REF 66.58.87

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.58.87	La curette antrale coudé vers le bas Ø 5mm 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47525	GTIN	04046826113100
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,024	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie )		
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions	Ø 5mm 20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		