



Fiche technique REF 66.59.70

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.59.70	Raspatoire6mm 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826113148
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-506
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,025	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK20-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	6mm 20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		