






## Fiche technique REF 66.60.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.60.10	Eicken Cathéter d'irrigation enregistrement Ø 3mm 13.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826113193
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-730
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,017	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 3mm 13.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		