






Fiche technique REF 66.60.11

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.60.11	Eicken Cathéter d'irrigation LuerØ 3mm 13.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826113209
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-730
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 3mm 13.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)		