






## Fiche technique REF 66.60.24

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.60.24	Killian Canule antrale 2 trous 3.5mm 16cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826113285
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-578
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	3.5mm 16cm	Revêtement	Couche de chrome appliquée par galvanoplastie sur la surface
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	2.0401 (CuZn39Pb3)		