







Fiche technique REF 66.62.33

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.62.33	Wiener Râpe antrum Pointe du trocart18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826113469
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-290
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,050	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		