





Fiche technique REF 66.69.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.69.15	flexible Longueur utile Ø 3.8mm 300mm 9800 Pixel	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	36709	GTIN	04046826113568
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-011
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Poids (kg)	3,300	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	Ø 3.8mm 300mm 9800 Pixel	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		