





Fiche technique REF 66.70.40

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.70.40	Endoscope Ø 4.0mm 175mm 0°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189020
GMDN	37180	GTIN	04046826113773
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-396
Classification	5, 6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,160	Mode d'emploi	G776000
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 4.0mm 175mm 0°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	PEEK (Polyetheretherketon)		