






Fiche technique REF 66.70.52

11.12.2025

Données générales			
Référence	66.70.52	poignée rond pØ 2.7mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47829	GTIN	04046826113827
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	16-146
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,030	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 2.7mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		