




## Fiche technique REF 67.14.31

11.12.2025

| Données générales   |  |   |                |
|---|--|---|----------------|
| Référence   | 67.14.31   | Lame de rechange 15.5cm for 67.14.30+35 |                |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane                           | 90189084       |
| GMDN  | 35134  | GTIN                                    | 04046826114343 |
| Classe de risque  | KEIN MP (EU MDD)   | Code UMDNS                              |                |
| Classification  | NA (EU MDD)  | Base UDI-DI                             |                |
| Poids (kg)  | 0,008  | Mode d'emploi                           |                |
| Sans latex  | non applicable   | Instructions de retraitement            | MPK01          |
|   |  |   |                |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogue ORL )<br>450.00.60 (catalogue chirurgie plastique ) |   |                |
| Image principale  |  | Image détaillée                         |                |
|    |  |   |                |
| Dimensions  | 15.5cm   | Revêtement                              |                |
| Conditions de stockage  |  |   |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |   |                |
| Matériaux   |  |   |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)   |   |                |
| Partie principale   | 1.4034 (X46Cr13)   |   |                |