






Fiche technique REF 67.14.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.14.35	Watson Dermatome réglable30.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38797	GTIN	04046826114350
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-179
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,320	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK24-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	30.5cm	Revêtement	Couche d'oxyde artificielle (couleurs d'interférence) sur la surface des produits en aluminium
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	3.3206 (AlMgSi0,5)		
Autres	1.4034 (X46Cr13)		