








Fiche technique REF 67.15.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.15.35	Yankauer élévateur à septum 18cm 6mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826114398
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-506
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Poids (kg)	0,033	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	18cm 6mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		