






Fiche technique REF 67.15.91

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.15.91	élevateur d'aspiration avec stylet Ø 4mm 21cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826114473
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-506
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,036	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 4mm 21cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		