



## Fiche technique REF 67.15.98

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.15.98	Haraldsson connecteur de tube élévateur d'aspiration rotatif 18.5cm Ø 3mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826378837
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-506
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02



Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique ) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.02.08 (Gubisch Essentials Essential Instrument Set) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jeux d' instr de chirurgie ORL) 453.04.01 (Gubisch Rhinoplastie moderne Brochure) 453.30.00 (daniel - Kit d'instruments de rhinoplastie avancée Brochure)
----------------	---

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	18.5cm Ø 3mm	Revêtement	
------------	--------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Poignée	PPSU (Polyphenylsulfon)
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)