








Fiche technique REF 67.16.21

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|
| Référence | 67.16.21 | Cottle éleveur d/e3/2mm 20cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35047 | GTIN | 04046826114565 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 11-506 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;05;aj;6A |
| Poids (kg) | 0,031 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK03-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|    | | | |
| Dimensions | 3/2mm 20cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |