






Fiche technique REF 67.16.28

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.16.28	Daniel Çakir élévateur perichondrium d/e20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826441487
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-506
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 453.30.00 (daniel - Kit d'instruments de rhinoplastie avancée Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		