








Fiche technique REF 67.20.05

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.20.05	Kilner Écarteur pointé10cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826114701
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-033
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	10cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		