







Fiche technique REF 67.20.25

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.20.25	Fomon crochet 2 dents boutonné 17cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826114770
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-033
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,021	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	17cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4024 (X15Cr13)		