







Fiche technique REF 67.21.38

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.21.38	Aufricht crochet nasal d/e13.5cm 38x7mm/13x9mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826114879
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-033
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,024	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 451.02.51 (ORL boîte d base Dr M W Winter Jous d' instr de chirurgie ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	13.5cm 38x7mm/13x9mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		