








## Fiche technique REF 67.60.60

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.60.60	Fomon râpe 20cm Fig 1/2 HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826116286
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-290
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,059	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
		 	
Dimensions	20cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	K40 (WcCo)		