








Fiche technique REF 67.61.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.61.00	poignée 14cm for 67.61.10-19	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826116354
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-290
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,250	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	14cm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		