







Fiche technique REF 67.65.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.65.20	Asch Pince à septum coudé vers le bas22cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826116538
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-221
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,208	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	22cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		