








## Fiche technique REF 67.93.30

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.93.30	Pitanguy Marqueurs16cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32313	GTIN	04046826117023
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-797
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,033	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	16cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		