







Fiche technique REF 67.93.31

11.12.2025

Données générales			
Référence	67.93.31	Marten Marqueur de lifting15cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38143	GTIN	04046826444693
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-797
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	453.25.00 (Marten Facelift Marker Brochure)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	15cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		