








Fiche technique REF 68.01.43

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.01.43	Obwegeser Crochet pour tissus mous vers le bas 22.5cm 10x35mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826117252
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,063	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) 451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	22.5cm 10x35mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		