







## Fiche technique REF 68.02.02

11.12.2025

| Données générales   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| Référence   | 68.02.02   | Obwegeser Raspatoire 7mm 17.5cm   |                         |
| Unité de vente  | pièce  | No. de douane   | 90189084                |
| GMDN  | 35559  | GTIN  | 04046826117580          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)  | Code UMDNS  | 13-291                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI   | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Poids (kg)  | 0,033  | Mode d'emploi   | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable   | Instructions de retraitement  | MPK03-1                 |
|   |  |   |                         |
| Medicon médias  | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.60 (catalogue chirurgie plastique )<br>450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)<br>451.09.02 (prospectus chirurgie bimaxillaire) |   |                         |
| Image principale  |  | Image détaillée   |                         |
|   |  |  |                         |
| Dimensions  | 7mm 17.5cm   | Revêtement  |                         |
| Conditions de stockage  |  |   |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |  |   |                         |
| Matériaux   |  |   |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)   |   |                         |
| Partie principale<br>Poignée  | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)   |   |                         |