





Fiche technique REF 68.02.76

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.02.76	écarteur intra-oral gauche avec fibre optique 24.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826118068
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	12-028
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,075	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	24.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		