







Fiche technique REF 68.02.78

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.02.78	écarteur intra-oral avec fibre optique 28cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826118082
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,150	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	28cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		