





Fiche technique REF 68.02.80

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.02.80	écarteur intra-oral avec fibre optique et réduction 28cm 14mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826440237
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-028
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,116	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Dimensions	28cm 14mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		