







Fiche technique REF 68.04.73

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|---|---|---|
| Référence | 68.04.73 | Obwegeser Pince à torsader le fil 12.5cm HM | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 32886 | GTIN | 04046826118655 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-221 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Poids (kg) | 0,030 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|   | | | |
| Dimensions | 12.5cm | Revêtement | Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Autres | K40 (WcCo) | | |