







Fiche technique REF 68.05.20

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.05.20	Wangerin instrument de positionnement 18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826118846
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-689
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,070	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 451.08.13 (prospectus distract intra-oraux p mâchoire infér et supérieure) 451.08.22 (prospectus distract transant p machoire supérieure)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		